

Zaščitne rokavice ALDENA

Spodnja navodila se uporabljajo skupaj s podrobnimi informacijami na ovojniku.

Kratek opis izdelka

Nitrilne zaščitne rokavice, brez smukca, nesterilne, za enkratno uporabo

Podroben opis izdelka

Surovina	: nitril
Zunanja površina	: teksturirana konica prsta
Notranja površina	: brez smukca
Barva	: modra/črna
Oblika	: za obe roki, za desno in levo dlan
Velikosti	: XS (5–6), S (6–7), M (7–8), L (8–9), XL (9–10)
AQL	: 1.5
Količina v ovojniku	: 100 kosov
Rok uporabnosti	: pet let (od datuma izdelave)

Navodila za shranjevanje

Rokavice je priporočljivo hraniti v suhem prostoru, pri temperaturi 5–35 °C in jih zaščititi pred neposredno sončno svetlobo in fluorescenčno svetlobo.

Rokavice hranite na razdalji najmanj 1 m od ogrevalnih naprav, virov ognja in ozona. Ne hranite jih v neposredni bližini topil, olj, goriv in maziv.

Stik z živili

Rokavice so označene s simbolom za stik z živili  in so skladne z zahtevami Uredbe (EU) št. 10/2011, Uredbe (ES) št. 1935/2004 in Uredbe (ES) št. 2023/2006 o dobri proizvodni praksi. Rokavice so primerne za ravnanje s katero koli vrsto hrane in so prestale splošen migracijski preizkus skladno s standardom EN 1186:

Pogoji ekstrakcije (trajanje preizkusa: dve uri pri 40°C)		Rezultat preizkusa (mejna vrednost: < 10 mg/dm ²)
očetna kislina, 3 %		opravljeno
etanol, 10 %		opravljeno
olivno olje		opravljeno

Razvrstitev in skladnost MDR

Rokavice so razvrščene v razred I skladno s Prilogo VIII Uredbe (EU) 2017/745 in ustrezajo standardom:

EN 455-1:2000, EN 455-2:2009+A2:2013, EN 455-3:2006, EN 455-4:2009, EN ISO 15223-1:2016, EN 1041:2008.

Razvrstitev in skladnost PPE (OVO)

Rokavice so osebna varovalna oprema kategorije III po Prilogi I Uredbe 2016/425 in ustrezajo standardom:

EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016 (tip B), EN 374-2:2014, EN 16523-1:2015, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016.

Priglašeni organ 2777,
odgovoren za EU-pregled tipa
(modul B) in modul C2: skladnost
s tipom:
Satra Technology Europe Ltd.
Bracetown Business Park, Clonee
Dublin 15, Dublin, Irska

CE 2777

Predvidena uporaba

To so nesterilne zaščitne rokavice za enkratno uporabo, namenjene za uporabo v medicini za: zaščito pacienta in uporabnika pred navzkrižnim onesnaženjem, opravljanje zdravstvenih pregledov, diagnostičnih in terapevtskih postopkov ter ravnanje z medicinsko onesnaženim materialom. Rokavice so razvrščene v razred medicinskih pripomočkov I in v kategorijo osebne varovalne opreme III. Njihova zasnova in označevanje ustreza zahtevam Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskih pripomočkih in Uredbe (EU) 2016/425 o osebni varovalni opremi. Rokavice je treba uporabljati izključno za predvideno uporabo.

Previdnostni ukrepi in indikacije za uporabo

Osušite dlani, preden si nadenete rokavice. Pred uporabo preglejte rokavice glede morebitnih napak ali pomanjkljivosti. Uporabite vsaj en par rokavic za enega bolnika in en poseg; to so rokavice za enkratno uporabo. Ne pustite, da kemične snovi pridejo pod rokavice skozi manšeto. Če kemična snov pride v stik s kožo, jo takoj sperite z veliko milnice. Če se rokavice med uporabo preluknjajo, strgajo ali natrgajo, jih snemite in si nadenite nove. Izogibajte se uporabi rokavic, ki so umazane z notranje strani, saj lahko povzročijo draženje, kar lahko povzroči vnetje kože ali resnejše poškodbe. Rokavic ne smete uporabljati v stiku z odprtim ognjem in za zaščito pred kakršnim koli ostrim orodjem. Rokavice niso namenjene varjenju in zaščiti pred električnim udarom, ionizirajočim sevanjem ali vplivom vročih ali hladnih predmetov.

Te informacije ne odražajo dejanskega trajanja zaščite na delovnem mestu ter razlike med mešanici in čistimi kemikalijami.

Odpornost proti prodiranju kemikalij je bila ocenjena pri laboratorijskih pogojih na osnovi vzorcev, odvzetih samo z dlani (razen kadar je rokavica enaka ali večja od 400 mm – takrat se preizkusi tudi manšeta), in se nanaša samo na preizkušeno kemikalijo in preizkušen vzorec. Odpornost je lahko drugačna, če se kemikalija uporablja v mešanici.

Priporočljivo je preveriti, ali so rokavice primerne za predvideno uporabo, ker se lahko pogoji na delovnem mestu razlikujejo od preizkusa tipa, odvisno od temperature, abrazije in razgradnje.

Pri delu z nevarnimi kemikalijami se lahko spremenijo fizikalne lastnosti rokavic, zato te morda zagotavljajo manjšo zaščito. Premikanje, zatikanje, drgnjenje, degradacija zaradi kemičnega stika itn. lahko precej skrajšajo dejanski čas uporabe. Pri jedkih kemikalijah je lahko degradacija najpomembnejši dejavnik za izbiro rokavic, odpornih proti kemikalijam. Rokavice so primerne za posebne namene, saj so rokavice za opravljanje zdravstvenih pregledov, pri katerih naj bi bila nevarnost za poškodbe zapestja najmanjša; rokavice so krajše kot najmanj zahteva standard EN 420.

Sestavine/nevarne sestavine

Nekatere rokavice lahko vsebujejo sestavine, za katere je znano, da povzročajo alergijske reakcije pri osebah, ki so nanje občutljive, in lahko pri njih povzročijo kontaktno draženje in/ali alergijsko reakcijo. Ob alergijski reakciji se takoj posvetujte z zdravnikom.

Odlaganje

Uporabljene rokavice so lahko onesnažene z nalezljivimi ali drugimi nevarnimi snovmi. Odstraniti jih je treba skladno z lokalnimi predpisi. Rokavice je treba zakopati ali sežgati pri nadzorovanih pogojih.

Proizvajalec

MAXTER GLOVE MANUFACTURING SDN BHD
Lot 6070, Jalan Haji Abdul
Manan, 6th Miles Off Jalan
Meru, 41050 Klang,
Selangor
Malaysia

Uvoznik

ALDENA EOOD,
5 Sredets Str, 4003 Plovdiv, Bulgaria

Stopnje prepustnosti po standardu EN ISO 374-1:2016					
• 1. stopnja: > 10 min • 2. stopnja: > 30 min • 3. stopnja: > 60 min • 4. stopnja: > 120 min • 5. stopnja: > 240 min • 6. stopnja: > 480 min					
Rezultati preizkusa skladno s standardom EN 16523-1:2015		EN 374-4:2013, degradacija [%]	Rezultati preizkusa skladno s standardom EN 16523-1:2015		EN 374-4:2013, degradacija [%]
Kemikalija	Raven		Kemikalija	Raven	
n-Heptane (J)	2	51,4	vodikov peroksid (P), 30 %	1	48,7
natrijev hidroksid (K), 40 %	6	-36,1	formaldehid (T), 37 %	5	16,7

EN 374-4:2013 – Stopnje degradacije kažejo na spremembo pri odpornosti rokavic proti predrtju po izpostavljenosti preizkusni kemikaliji.

Preizkus skladno s standardom EN 374-2:2014 – raven 2 (ISO 2859)		Preizkus skladno s standardom EN ISO 374-5:2016	
Stopnja učinkovitosti	AQL	zaščita pred bakterijami in glivami	opravljeno
raven 3	< 0,65	zaščita pred virusi	opravljeno
raven 2	< 1,5		
raven 1	< 4,0		

Razlaga simbolov na ovojni

	Medicinski pripomoček		Osebnna varovalna oprema		Rokavice s smukcem
	Ne uporabite ponovno/rokavice so namenjene za enkratno uporabo		Ne izpostavljajte vlagi, hranite na suhem mestu		Rokavice brez smucka
	Nesterilne rokavice		Ne izpostavljajte sončni in fluorescenčni svetlobi		Polimerni premaz na notranji površini rokavice
	Številka lota/serije		Temperaturna omejitev/shranjevanje rokavic pri temperaturi 5–35 °C		Kozmetični premaz na notranji površini rokavice
	Kataloška številka		Ne izpostavljajte ozonu		Zunanja tekstura na rokavici
	Pooblaščen zastopnik EU; simbol morata spremljati ime in naslov pooblaščenega zastopnika		Datum proizvodnje		Rokavice iz nitrila
	Datum prenehanja veljavnosti		Proizvajalec; ob simbolu morata biti navedena ime in naslov proizvajalca		Rokavice iz vinila
	Označevanje rokavic za zaščito pred bakterijami in glivami		Simbol za stik s hrano (izdelek je primeren za stik s hrano; za podrobnosti si oglejte navodila za uporabo)		Surovina – naravni lateks iz kavčuka
	Označevanje rokavic za zaščito pred virusi, bakterijami in glivami		Ovojnina iz papirja, primerna za reciklažo		50 rokavic, glede na težo
	Označevanje kemično odpornih rokavic tipa A. Šest preizkušenih kemikalij se označi s kodno črko pod piktogramom.		Ovojnina se obravnava kot komunalni odpadke		100 rokavic, glede na težo
	Označevanje kemično odpornih rokavic tipa B. Tri preizkušene kemikalije so označene s kodno črko pod piktogramom.		Oglejte si navodila za uporabo		200 rokavic, glede na težo
	Označevanje kemično odpornih rokavic tipa C. Preizkušena kemikalija se označi s kodno črko pod piktogramom.		Dodatne informacije na notranji strani ovojnine		Ne uporabljajte izdelka, če je ovojnina poškodovana
	Označuje skladnost z zahtevami ruskega trga		Označuje skladnost z zahtevami ukrajinskega trga		

KAKO SI NADETI ROKAVICE?



KAKO SNETI ROKAVICE?

