



Priročnik za galvanski instrument M 6363/NV-303/BR-363

Funkcije

- temeljita odstranitev vseh nečistoč in maščobnih onesnaženj iz por koža
- hranjenje kože in izboljšanje njenega stanja

Navodila

1. Vstavite katodo (kovinsko konico), navlaženo z vodo iz pipe ali slano vodo. fiziološko v strankini roki.
2. Z vatirano palčko nanesemo izbrano zdravilno snov na obraz stranke.
3. Galvansko napravo namestite na kožo stranke, vklopite napravo in jo vklopite v napajanje. Naprava je pripravljen za odhod.
4. Čas uporabe 4–8 minut.
5. Uporaba negativnega pola je enaka uporabi pozitivnega pola.
Opomba: Pri uporabi negativnega pola pritisnite gumb "-".
Za različne zdravilne snovi uporabljamo različne droge.
6. Po uporabi stroja najprej izklopite napajanje in nato odstranite pocinkano jeklo s kože stranke.

Komentarji

1. Pred tretmajem odstranite ves nakit s telesa.
2. Zdravilna učinkovina mora biti primerna za postopek.
3. Pri delu na obrazu ne spreminjajte moči naprave nenadoma.
4. Med postopkom je normalno, da stranka občuti rahlo zbadanje peka.
5. V primeru občutljive kože jo pomirite z galvanskim polarizatorjem. negativno z destilirano vodo.
6. Po posegu je treba uporabljene elektrode očistiti in shraniti na suhem mestu.

PREVIDNOSTNA PRAVILA

Napravo lahko upravljajo samo odrasli. Otrokom, mlajšim od 8 let, je uporaba naprave prepovedana. Prepovedana je osebam s telesnimi, duševnimi ali senzoričnimi motnjami ali osebam, ki nimajo izkušenj in znanja o uporabi naprave, razen če so pod strogim nadzorom izkušene osebe in so prejele navodila za uporabo naprave ter so bile seznanjene z obstoječimi tveganji.



Informacije za uporabnike o odstranjevanju električnih in elektronskih naprav (za gospodinjstva)

Simbol, prikazan na izdelkih ali v njihovi dokumentaciji, pomeni, da okvarjenih električnih ali elektronskih naprav ne smete odvreči med gospodinjske odpadke.



Pravilno odstranjevanje električne ali elektronske opreme, recikliranje, ponovna uporaba ali predelava komponent pomeni, da napravo oddate na specializiranem zbirnem mestu, kjer jo bodo brezplačno sprejeli. V nekaterih državah se izdelek lahko ob nakupu druge naprave vrne lokalnemu distributerju. Pravilno odstranjevanje naprave prihrani dragocene vire in preprečuje negativne vplive na zdravje in okolje, ki bi jih lahko ogrozilo neustrezno ravnanje z odpadki. Podrobne informacije o najbližjem zbirnem mestu lahko dobite pri lokalnih organih. Nepravilno odstranjevanje odpadkov se kaznuje v skladu z ustreznimi lokalnimi predpisi.

Poslovni uporabniki v državah Evropske unije

Če morate zavreči električne ali elektronske naprave, se obrnite na najbližjega prodajalca ali dobavitelja, ki vam bo posredoval dodatne informacije.

Odstranjevanje odpadkov v državah zunaj Evropske unije

Ta simbol velja samo v Evropski uniji.

Če želite ta izdelek zavreči, se za pravilen način odstranjevanja obrnite na lokalne oblasti ali prodajalca.

Proizvajalec: BEAUTY SYSTEM sp. z oo
Krakowska ulica 141-155
50-428 Wrocław

Veljavnega CE certifikata lahko dobite tako, da pišete na naslednji naslov: info@beautysystem.pl

