

ACTIVESHOP®


NAVODILA ZA UPORABO

ELEGANTE 1897 5V1 MIKRO + VAKUUM + DARSONVAL + ULTRAZVOK + RAZPRŠILO


Model M-1897



Uvoznik
ACTIV Tomasz
Pacholczyk ul. Graniczna
8b, bud DC2A 54-610
Wrocław, Poljska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/02/2020



Tehnični podatki:



1. Povezovanje elektrokoagulacije,
2. Povezovanje darsonwala,
3. Priključek za ultrazvočno glavo,
4. Časovna prilagoditev,
5. Priključek ultrazvočne glave,
6. Priključek vakuumu in mikrodermabrazije,
7. Povezovalno pršilo,
8. Vklop/izklop vakuumu in mikrodermabrazije,
9. Nastavitev moči sesanja,
10. Izbira glave za ultrazvočno obdelavo,
11. Izbira valovne oblike ultrazvočnega zdravljenja,
12. Prikaz intenzivnosti ultrazvoka,
13. Nastavljiva intenzivnost ultrazvoka,
14. Prilagoditev intenzivnosti darsonvala,

DARSONWAL

D'Arsonvalovi tokovi so ena od različic visokofrekvenčnih tokov. Naprava proizvaja ozon z elektrostatičnimi razelektritvami v peletih.

Delovanje d'Arsonvalovih tokov temelji predvsem na učinku na krvne žile in vegetativne živčne končiče. Iskra, ki nastane med elektrodo in kožo, povzroči razširitev krvnih žil, kar vpliva na podkožno tkivo. Nastali ozon deluje razkuževalno. Zdravljenje traja od 5 do 7 minut.

INDIKACIJE:

- Kožne senzorične motnje,
- Alopecija areata,
- Stimulacija krvnega obtoka,
- Razkuževanje kože,

KONTRAINDIKACIJE :

Nosečnost
Hipertenzija
Edem
Živčna hiperaktivnost
Bolezni srca
Vnetna kožna stanja
Vročina
Astma
Epilepsija
Kovinski vsadki
Aknasta rozacea
Razširjene krvne žile
Alergijska stanja
kože

ULTRADIZMI

To je sistem za prenos aktivnih snovi globoko v kožo. Naprava izkorišča fizikalni pojav, ki se pod vplivom ultrazvoka pojavi v celičnih membranah, zaradi česar učinek enega samega tretmaja v koži traja do 72 ur.

Tretma je popolnoma neboleč, med njim pa lahko stranka občuti nežne vibracije, ki prihajajo iz glave.

Razpršilo

Uporablja se za nežno tonizacijo kože z uporabo vakuum in tonika v posodi.

MIKRODERMABRAZIJA

To je postopek, pri katerem se z abrazivnimi diamantnimi konicami in sesalno močjo odluščijo površinske plasti povrhnjice.

Mikrodermabrazija je učinkovito sredstvo za zmanjšanje drobnih gubic, kurjih oči, hiperpigmentacije in brazgotin po aknah. Spodbuja izgradnjo kožnih celic in kolagena. Je zelo priljubljen neinvazivni kozmetični tretma. Ob redni uporabi daje odlične rezultate pri vseh vrstah kože. Rezultati so opazni takoj.

Indikacije

- brazgotine po aknah,
- črne pege, bele pege,
- razširjene pore,
- hrapava, mozoljasta koža,
- ohlapnost kože,
- pomlajevanje kože ter odpravljanje drobnih linij in gubic okoli oči, ust in vratu,
- strije,
- suha koža,
- razbarvanje in razbarvanje,
- poškodbe kože (obraza, rok, vratu) zaradi sonca,
- periwinkle keratoza,
- Akne vulgaris (komedonske, papularne),

- seboreja.



Kontraindikacije

- virusne okužbe,
- bakterijske okužbe,
- glivične okužbe,
- pustulozne in gnojne akne,
- rosacea,
- kožo vek,
- prekinjena kontinuiteta kože,
- kožnega raka in znamenj,
- kavernozi angiomi,
- Zdravljenje aken z zdravilom Roaccutan (priporočljiv je vsaj 3-mesečni premor),
- nagnjenost h keloidom (brazgotinjenju),
- kirurgija obraza (priporočljiv je vsaj dvomesečni premor).

Pozornost:

Glave za mikrodermabrazijo morajo biti čiste in razkužene. Tretma se izvaja na suhi koži.

Bombažni filtri za mikrodermabrazijo so za enkratno uporabo.



Vakuum

To je postopek, pri katerem se uporabljajo sesalna moč in ročni nastavki, ki so prilagojeni območju zdravljenja.

INDIKACIJE:

- črne pege,
- razširjene pore,
- hrapava, mozoljasta koža,
- ohlapnost kože,
- strije,
- suha koža.



VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih ordinacijah. Z napravo lahko upravlja le usposobljeno kozmetično osebje, s čimer se izognete neželenim učinkom med zdravljenjem.
2. Naprave ne razstavljajte in je ne poskušajte uporabljati za druge namene, kot so navedeni v tem priročniku. Vse servisne posege in popravila lahko opravlja le pooblaščen servis (podjetje ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, mokrih prostorov ali z mokrimi rokami - da v napravo ne bi prišle tekočine.
4. V naslednjih primerih takoj izvlecite vtič iz vtičnice in se obrnite na pooblaščen servis družbe ACTIV Tomasz Pacholczyk:
 - a) je v napravo prišla tekočina, b) naprava oddaja čuden vonj, dim ali čudne zvoke, c) je poškodovan napajalni kabel, d) je naprava prevrnjena ali je poškodovano njeno ohišje.
5. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte na mesta, kjer lahko kdo stopi na napajalni kabel.
6. Zaradi varnosti iztaknite napajalni kabel iz vtičnice vsakič, ko končate delo z napravo.
7. V odprtino aparata ne vstavljajte ničesar. Če v odprtino pride tujek, izvlecite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
8. Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Če enota pade, se lahko poškoduje.
9. Da bi zagotovili fiksno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) počakate eno minuto.
10. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost nepravilnega delovanja, poškodbe ali celo izgorelosti naprave.

OPOMBE:

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščen servisni center - tako se boste izognili nevarnosti.
2. To opremo lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ter pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem o opremi, če je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo opreme, da se razumejo s tem povezana tveganja.
3. Naprava ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe, ki niso dovolj seznanjene z uporabo naprave.
5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko ogrozi zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.



ODSTRANJEVANJE NAPRAVE

Izrabljene električne naprave, napeljave in embalažo oddajte v centrih za recikliranje v skladu s predpisi o varstvu okolja. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnik za gospodinske odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje tovrstne opreme. Da bi zaščitili okolje v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadnih električnih in

Elektronske odpadke je treba zbirati ločeno in jih odnesti na zbirna mesta za elektronske in električne odpadke.

Izrabljeni in stari aparati vsebujejo sestavne dele, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba oddati v recikliranje. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih in v podjetju ACTIV Tomasz Pacholczyk.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Enota se lahko prevaža pri temperaturi med (-) 20 °C in (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Enoto shranjujte v dobro prezračevanem prostoru z relativno vlažnostjo do največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.