

GMT Gloves
nitril
nepudrane
Modre
ZAŠČITNE ROKAVICE NITRIL • Za medicinske preglede • Za gospodinjsko uporabo, čiščenje, pomivanje, ravnanje z živili in gostinstvo. • Za obe roki • Nesterilne • Za enkratno uporabo
100 kosov
po teži
zelo majhne
majhne
srednje velike
velike
zelo velike
izjemno velike
NAČIN NOŠENJA ROKAVIC 1) Rokavico vzemite iz embalaže. 2) Dotaknite se le površine rokavice pri zapestju (na vrhu manšete). 3) Nadenite si prvo rokavico. KAKO SNETI ROKAVICE 1) Rokavico povlecite pri zapestju, ne da bi se dotaknili kože na podlakti, nato pa jo povlecite z roke, da jo obrnete od znotraj navzven. 2) Sneto rokavico postavite na orokavičeno roko, prste neorokavičene roke pa potisnite med rokavico in zapestje. 3) Rokavice zavrzite.
NITRIL ZAŠČITNE ROKAVICE BREZ PUDRA MDR
Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I, v skladu z uredbo EU 2017/745, EN 455-1,2,3,4, EN 16523-1, EN ISO 374 1-5, PPE reg.EC 2016/425 kateg.III, test na viruse ASTM F1671 kot Osebna Varovalna Oprema Kat.I za minimalno tveganje v skladu z Regulativo (EU) Izdelek je skladen s standardom EN ISO 374/1-5, ISO 21420:2020 in Regulativo za materiale s stikom z živili (EU) 1935/2004.
Uporaba: Zaščitne rokavice, za zdravstvene preglede, primerne za gospodinjsko uporabo, čiščenje, pomivanje, ravnanje z živili in gostinstvo.
Shranjevanje: Hraniti v hladnem in suhem prostoru. Rokavic iz nitrila ne shranjujte na mestu, kjer lahko temperatura preseže 30 °C/86 °F. Da bi preprečili razbarvanje, odprte škatle ne smejo biti izpostavljene neposredni sončni svetlobi ali fluorescenčni svetlobi ali oksidantom. Rok trajanja je 5 let (glejte datum poteka roka uporabe).
Opozorilo: Pred uporabo preverite, ali so rokavice poškodovane ali pomanjkljive.
Vsebuje ditiokarbamate. Pri nekaterih ljudeh lahko povzročijo alergijske reakcije. V primeru alergijske reakcije takoj prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravnikom.